



danuButton® Compact XS / Premium Set

El danuButton® es una sonda de alimentación de reemplazo para nutrición enteral a largo plazo, diseñada para su uso con una estoma completamente cicatrizada. Esta sonda de alimentación de perfil bajo es fácil de disimular bajo la ropa y resulta especialmente adecuada para pacientes activos y móviles.

Los amplios accesorios del danuButton® Premium Set le permiten una sustitución fácil y cómoda de la sonda de gastrostomía, ya no son necesarios componentes adicionales. El danuButton® Compact XS ofrece una selección racionalizada de accesorios esenciales y es bien aceptado en entornos de atención domiciliaria.

Elegir danuButton® es optar por una mayor calidad de vida a través de un producto innovador y de alta calidad.

COMODIDAD

- **Amplia selección de tallas y longitudes** para el individuo y un ajuste perfecto
- **Amplia gama de accesorios** en los sets para una fácil y cómoda sustitución de la sonda de gastrostomía - componentes adicionales no necesarios
- **Gran comodidad** gracias a la silicona suave y flexible
- **Diseño de perfil bajo** para mayor movilidad y calidad de vida
- **Fácil limpieza** y mantenimiento
- Válvula de globo inclinada

SEGURIDAD

- Fabricado en **silicona médica de alta calidad** y gran claridad
- Todos los juegos están **libres de látex, PVC, DEHP y BPA**
- **Franja radiopaca** a lo largo de todo el eje
- **Globo de retención interior en forma de manzana con gran estabilidad del globo** para un uso prolongado, una fijación segura y para evitar fugas.
- **La punta plana y redondeada** permite una inserción atraumática
- **Punta rebajada** para evitar traumatismos
- Válvula antirreflujo segura




Los juegos de extensión danumed® incluidos en los juegos danuButton® Compact y Premium Sets están fabricados en poliuretano biocompatible y resistente al acodamiento. Están equipados con conectores ENFit® según la DIN EN ISO 80369-3 y el innovador conector giratorio de danumed, el ENSwivel®.



Contenido del danuButton® Premium Set:

- Botón de gastrostomía danuButton®
- Juego de extensión danumed® para botón de gastrostomía, 30 cm, Bolus-ENFit®, ENSwivel®, conector de botón recto
- Juego de extensión danumed® para botón de gastrostomía, 30 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®, conector de botón acodado
- danumed® Introducitor
- danumed® Jeringa con balón 10 ml
- danumed® Jeringa enteral 60ml, ENFit®
- Lubricante optiLube
- 4 gasas

Tamaño Fr						
	12	14	16	18	20	24
0.8	DA 1043 1208	DA 1043 1408	DA 1043 1608	DA 1043 1808	DA 1043 2008	DA 1043 2408
1.0	DA 1043 1210	DA 1043 1410	DA 1043 1610	DA 1043 1810	DA 1043 2010	DA 1043 2410
1.2	DA 1043 1212	DA 1043 1412	DA 1043 1612	DA 1043 1812	DA 1043 2012	DA 1043 2412
1.5	DA 1043 1215	DA 1043 1415	DA 1043 1615	DA 1043 1815	DA 1043 2015	DA 1043 2415
1.7	DA 1043 1217	DA 1043 1417	DA 1043 1617	DA 1043 1817	DA 1043 2017	DA 1043 2417
2.0	DA 1043 1220	DA 1043 1420	DA 1043 1620	DA 1043 1820	DA 1043 2020	DA 1043 2420
2.3	DA 1043 1223	DA 1043 1423	DA 1043 1623	DA 1043 1823	DA 1043 2023	DA 1043 2423
2.5	DA 1043 1225	DA 1043 1425	DA 1043 1625	DA 1043 1825	DA 1043 2025	DA 1043 2425
2.7	DA 1043 1227	DA 1043 1427	DA 1043 1627	DA 1043 1827	DA 1043 2027	DA 1043 2427
3.0	DA 1043 1230	DA 1043 1430	DA 1043 1630	DA 1043 1830	DA 1043 2030	DA 1043 2430
3.5	DA 1043 1235	DA 1043 1435	DA 1043 1635	DA 1043 1835	DA 1043 2035	DA 1043 2435
4.0	DA 1043 1240	DA 1043 1440	DA 1043 1640	DA 1043 1840	DA 1043 2040	DA 1043 2440
4.5	DA 1043 1245	DA 1043 1445	DA 1043 1645	DA 1043 1845	DA 1043 2045	DA 1043 2445
5.0	DA 1043 1250	DA 1043 1450	DA 1043 1650	DA 1043 1850	DA 1043 2050	DA 1043 2450
5.5		DA 1043 1455				
6.0		DA 1043 1460		DA 1043 1860		
6.5		DA 1043 1465				



1 set por caja, 5 cajas por caja de envío.

Contenido del danuButton® Compact XS:

- Botón de gastrostomía danuButton®
- Introducitor danumed®
- Jeringa con balón danumed® 10 ml

Tamaño Fr						
	12	14	16	18	20	24
0.8	DA 1043 1208	DA 1043 1408	DA 1043 1608	DA 1043 1808	DA 1043 2008	DA 1043 2408
1.0	DA 1043 1210	DA 1043 1410	DA 1043 1610	DA 1043 1810	DA 1043 2010	DA 1043 2410
1.2	DA 1043 1212	DA 1043 1412	DA 1043 1612	DA 1043 1812	DA 1043 2012	DA 1043 2412
1.5	DA 1043 1215	DA 1043 1415	DA 1043 1615	DA 1043 1815	DA 1043 2015	DA 1043 2415
1.7	DA 1043 1217	DA 1043 1417	DA 1043 1617	DA 1043 1817	DA 1043 2017	DA 1043 2417
2.0	DA 1043 1220	DA 1043 1420	DA 1043 1620	DA 1043 1820	DA 1043 2020	DA 1043 2420
2.3	DA 1043 1223	DA 1043 1423	DA 1043 1623	DA 1043 1823	DA 1043 2023	DA 1043 2423
2.5	DA 1043 1225	DA 1043 1425	DA 1043 1625	DA 1043 1825	DA 1043 2025	DA 1043 2425
2.7	DA 1043 1227	DA 1043 1427	DA 1043 1627	DA 1043 1827	DA 1043 2027	DA 1043 2427
3.0	DA 1043 1230	DA 1043 1430	DA 1043 1630	DA 1043 1830	DA 1043 2030	DA 1043 2430
3.5	DA 1043 1235	DA 1043 1435	DA 1043 1635	DA 1043 1835	DA 1043 2035	DA 1043 2435
4.0	DA 1043 1240	DA 1043 1440	DA 1043 1640	DA 1043 1840	DA 1043 2040	DA 1043 2440
4.5	DA 1043 1245	DA 1043 1445	DA 1043 1645	DA 1043 1845	DA 1043 2045	DA 1043 2445
5.0	DA 1043 1250	DA 1043 1450	DA 1043 1650	DA 1043 1850	DA 1043 2050	DA 1043 2450
5.5		DA 1043 1455				
6.0		DA 1043 1460		DA 1043 1860		
6.5		DA 1043 1465				



1 set por caja, 5 cajas por caja de envío.

Todos los danuButton® Sets son:

- Sin látex • Sin PVC • Sin DEHP • Sin BPA

danumed Medizintechnik GmbH –
Las soluciones individuales son nuestra norma.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81
info@danumed.com • www.danumed.com



INNOVATORS IN ENTERAL CARE