



danuButton® Botón de Gastrostomía



La seguridad se une a la comodidad

Fabricante alemán ✓

Cadena de suministro ✓
fiable

88 Referencias ✓

Accesorios del ✓
conjunto

Mayor confort ✓

Larga duración ✓

Sujeción segura ✓

En forma de ✓
manzana

• Sin látex • Sin PVC • Sin DEHP • Sin BPA

danuButton® Botón de Gastrostomía


danuButton® es una sonda de alimentación de perfil bajo fabricada en silicona médica de alta calidad.

- Pequeña, de bajo perfil y discreta para una mayor movilidad y calidad de vida
- Amplia selección de tamaños y longitudes para un ajuste individual y perfecto
- Silicona suave y flexible para mayor comodidad del paciente
- Mayor seguridad para el paciente gracias a los materiales de alta calidad, libres de sustancias nocivas
- Balón de retención interior en forma de manzana con gran estabilidad del balón para un uso prolongado, una fijación segura y para evitar fugas




El danuButton® se suministra en tres juegos diferentes:

El danuButton® Premium Set y el danuButton® Compact Set incluyen una amplia gama de accesorios ENFit® para una sustitución cómoda y sencilla del botón de gastrostomía. El danuButton® Compact XS es un set con accesorios reducidos.




Volumen de llenado del balón recomendado	
Tamaño del eje en Fr	Volumen del globo en ml
12	3.0
14	4.0
16	5.0
18	5.0
20	8.0
24	8.0



El juego de extensión danumed®


El Juego de Extensión es la pieza de conexión entre el danuButton® y normalmente una jeringa enteral para la administración de nutrición enteral, líquidos o medicación.

Los juegos de extensión incluidos en los juegos danuButton® Premium y Compact están fabricados en poliuretano biocompatible y resistente al acodamiento. Están equipados con conectores ENFit® según DIN EN ISO 80369-3 y el innovador anillo giratorio de danumed, el ENSwivel®.



Contenido del danuButton® Premium Set:

- 1 danuButton® Botón de gastrostomía
- 2 danumed® Extensión para botón de gastronomía, 30 cm, Bolus-ENFit®, ENSwivel®, conector de botón recto
- 3 danumed® Extensión para botón de gastronomía, 30 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®, conector de botón acodado
- 4 danumed® Introdutor
- 5 danumed® Jeringa con balón 10 ml
- 6 danumed® Jeringa enteral 60ml, ENFit®
- 7 Lubricante optiLube
- 8 4 gasav



danuButton® Premium Set Códigos de producto:

Tamaño del vástago 12 French

Longitud en cm	REF
0.8	DA 1041 1208
1.0	DA 1041 1210
1.2	DA 1041 1212
1.5	DA 1041 1215
1.7	DA 1041 1217
2.0	DA 1041 1220
2.3	DA 1041 1223
2.5	DA 1041 1225
2.7	DA 1041 1227
3.0	DA 1041 1230
3.5	DA 1041 1235
4.0	DA 1041 1240
4.5	DA 1041 1245
5.0	DA 1041 1250

Tamaño del vástago 14 French

Longitud en cm	REF
0.8	DA 1041 1408
1.0	DA 1041 1410
1.2	DA 1041 1412
1.5	DA 1041 1415
1.7	DA 1041 1417
2.0	DA 1041 1420
2.3	DA 1041 1423
2.5	DA 1041 1425
2.7	DA 1041 1427
3.0	DA 1041 1430
3.5	DA 1041 1435
4.0	DA 1041 1440
4.5	DA 1041 1445
5.0	DA 1041 1450
5.5	DA 1041 1455
6.0	DA 1041 1460
6.5	DA 1041 1465

Tamaño del vástago 16 French

Longitud en cm	REF
0.8	DA 1041 1608
1.0	DA 1041 1610
1.2	DA 1041 1612
1.5	DA 1041 1615
1.7	DA 1041 1617
2.0	DA 1041 1620
2.3	DA 1041 1623
2.5	DA 1041 1625
2.7	DA 1041 1627
3.0	DA 1041 1630
3.5	DA 1041 1635
4.0	DA 1041 1640
4.5	DA 1041 1645
5.0	DA 1041 1650

Tamaño del vástago 18 French

Longitud en cm	REF
0.8	DA 1041 1808
1.0	DA 1041 1810
1.2	DA 1041 1812
1.5	DA 1041 1815
1.7	DA 1041 1817
2.0	DA 1041 1820
2.3	DA 1041 1823
2.5	DA 1041 1825
2.7	DA 1041 1827
3.0	DA 1041 1830
3.5	DA 1041 1835
4.0	DA 1041 1840
4.5	DA 1041 1845
5.0	DA 1041 1850
6.0	DA 1041 1860

Tamaño del vástago 20 French

Longitud en cm	REF
0.8	DA 1041 2008
1.0	DA 1041 2010
1.2	DA 1041 2012
1.5	DA 1041 2015
1.7	DA 1041 2017
2.0	DA 1041 2020
2.3	DA 1041 2023
2.5	DA 1041 2025
2.7	DA 1041 2027
3.0	DA 1041 2030
3.5	DA 1041 2035
4.0	DA 1041 2040
4.5	DA 1041 2045
5.0	DA 1041 2050

Tamaño del vástago 24 French

Longitud en cm	REF
0.8	DA 1041 2408
1.0	DA 1041 2410
1.2	DA 1041 2412
1.5	DA 1041 2415
1.7	DA 1041 2417
2.0	DA 1041 2420
2.3	DA 1041 2423
2.5	DA 1041 2425
2.7	DA 1041 2427
3.0	DA 1041 2430
3.5	DA 1041 2435
4.0	DA 1041 2440
4.5	DA 1041 2445
5.0	DA 1041 2450



danumed Medizintechnik GmbH

Las soluciones individuales son nuestra norma.

Somos una empresa familiar, innovadora y alemana de tecnología médica con altos estándares de calidad, muchos años de experiencia en nutrición enteral y con una clara orientación al cliente.

Las peticiones individuales de los clientes se satisfacen con flexibilidad y fiabilidad. Personal, competente y colaborativamente.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Alemania
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • www.danumed.com