



# danumed® Jeringas Enterales de un solo uso

*Jeringas enterales danumed®, de un solo uso, con conector hembra ENFit® según DIN EN ISO 80369-3*

*Para la administración de alimentos enterales, medicamentos y líquidos, para descompresión y lavado*

*Amplia gama de tamaños para un uso seguro en neonatos, niños y adultos*



## COMODIDAD

### Manejo cómodo para el usuario

- **Cilindro de jeringa transparente** para ver el contenido
- **Escala precisa**, legible y resistente a la limpieza
- **Sujeción segura** con placa de agarre estriada
- **Movimiento suave** del émbolo
- **Tope de seguridad perceptible** para evitar la extracción involuntaria del émbolo

### danumed® Tapón de jeringa

Talla única:  
Tapón de jeringa universal para todos los tamaños y versiones de jeringas enterales danumed®.



### danumed® Pajita

Pajita enteral de punta redonda para la extracción segura y limpia de nutrición enteral, medicación y líquidos.



Con conector ENFit®.

Disponible en diferentes tamaños y longitudes.

## SEGURIDAD

### Excelente seguridad para el paciente

- **Conector ENFit®** para reducir el riesgo de desconexión de los tubos
- Punta de **"baja dosis"** en jeringas de 1 ml, 3 ml y 5 ml
- Material biocompatible de alta calidad **sin látex, PVC, DEHP ni BPA**
- **Graduación validada** para una medición de alta precisión



Las danumed® jeringas enterales, de un solo uso, están envasadas individualmente de forma estéril y disponibles en tamaños estándar de 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml y 100 ml. Otros tamaños están disponibles bajo pedido.

Productos seguros según las normas:  
DIN EN ISO 80369-3, DIN EN ISO 7886-1,  
DIN EN ISO 20695

## danumed® Jeringas Enterales, Un Solo Uso

REF	Descripción del producto	Tamaño	Piezas / Unidad de venta	Sin látex	Sin PVC	Sin DEHP	Sin BPA
DA 1021 0110	danumed® Jeringa enteral, un solo uso, con punta céntrica, punta de baja dosis y ENFit®	1 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 0310	danumed® Jeringa enteral, un solo uso, con punta céntrica, punta de baja dosis y ENFit®	3 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 0510	danumed® Jeringa enteral, un solo uso, con punta céntrica, punta de baja dosis y ENFit®	5 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 0500	danumed® Jeringa enteral, un solo uso, con punta céntrica y ENFit®	5 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 1000	danumed® Jeringa enteral, un solo uso, con punta céntrica y ENFit®	10 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 2000	danumed® Jeringa enteral, un solo uso, con punta céntrica y ENFit®	20 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 6001	danumed® Jeringa enteral, un solo uso, con punta excéntrica y ENFit®	60 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 9900	danumed® Jeringa enteral, un solo uso, con punta céntrica y ENFit®	100 ml	25	●	●	●	●

Todos los productos son desechables y están envasados individualmente de forma estéril. Otros tamaños disponibles bajo pedido.

## danumed® Tapones y Pajitas Enterales

REF	Descripción del producto	Tamaño	Piezas / Unidad de venta	Sin látex	Sin PVC	Sin DEHP	Sin BPA
DA 1021 0055	danumed® Tapones para jeringas enterales, ENFit®	un tamaño	100	●	●	●	●
DA 1021 1210	danumed® Pajita enteral para leche, ENFit®	12 Fr/ 100 mm	30	●	●	●	●
DA 1021 1215	danumed® Pajita enteral para leche, ENFit®	12 Fr/ 150 mm	30	●	●	●	●
DA 1021 1604	danumed® Pajita enteral para leche, ENFit®	16 Fr/ 40 mm	30	●	●	●	●
DA 1021 1615	danumed® Pajita enteral para leche, ENFit®	16 Fr/ 150 mm	30	●	●	●	●
DA 1021 0605	danumed® Pajita enteral para medicación, ENFit®	6 Fr/ 50 mm	30	●	●	●	●

Todos los productos son desechables y están envasados individualmente de forma estéril.

## Productos relacionados con danumed® Jeringas enterales, un solo uso:



danumed®  
Tapa de jeringa



danumed®  
Pajita



danumed® Extensión para  
botón de gastronomía



danuButton®  
Botón de gastrostomía

### danumed Medizintechnik GmbH – Las soluciones individuales son nuestra norma.

Somos una innovadora empresa alemana de tecnología médica con los más altos estándares de calidad, muchos años de experiencia en nutrición enteral y una clara orientación al cliente. También satisfacemos las peticiones individuales de los clientes con flexibilidad y fiabilidad. Personal, competente, colaborador.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Alemania  
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81  
info@danumed.com • [www.danumed.com](http://www.danumed.com)

