



Global Trust in German Design & Quality



# danumed® FeedBag

## Bolsa vacía para nutrición enteral y equilibrio de líquidos

La danumed® Feedbag es una bolsa de alimentación vacía con un gran volumen de llenado de 1500 ml.

El puerto ENPlus del tubo de salida permite la conexión a los danumed® Gravity Sets y a todos los demás equipos de gravedad enteral disponibles en el mercado con conexión ENPlus.



## SEGURIDAD Y COMODIDAD

- **Puerto ENPlus** para conexión a sistemas de alimentación enteral
- **Gran volumen de bolsa** de 1500 ml
- **Material de la bolsa inscribible** para identificación clara del paciente
- **Escala** en pasos de 100 ml
- Con abrazadera de tubo para **detener rápidamente la aplicación**
- Gran abertura superior para un **llenado cómodo** de la bolsa



### danumed® FeedBag

La versión económica y de alta calidad fabricada con material para bolsas sin látex, DEHP ni BPA.

REF	Descripción del producto	Piezas/ unidad de venta
DA 1051 1000	danumed® FeedBag	30 piezas

El danumed® FeedBag está envasado individualmente de forma estéril. 30 piezas en una caja de envío.

Los danumed® FeedBags son  
• Sin látex • Sin DEHP • Sin BPA

### danumed® FeedBag Premium

La versión de primera clase sin PVC fabricada con material de bolsa EVA y con relleno superior de primera calidad.

REF	Descripción del producto	Piezas/ unidad de venta
DA 1051 1001	danumed® FeedBag Premium	30 piezas

El danumed® FeedBag Premium está envasado individualmente de forma estéril. 30 piezas en una caja de envío.

Los danumed® FeedBags Premium son  
• Sin látex • Sin PVC • Sin DEHP • Sin BPA