



danumed® GastroTube



Diseño optimizado del producto



ENSwivel



90° danuPlate



danuClip*

Sonda de gastrostomía con balón de retención para nutrición enteral a largo plazo

Para mayor comodidad del paciente y facilidad de uso:

- **Innovador anillo giratorio ENSwivel®**, para una fácil conexión y liberación de las conexiones ENFit®, sin torcedura de los tubos. Conexión segura y hermética con un simple «giro de dos dedos». Sencillo, rápido y cómodo.
- **90° danuPlate** - placa de retención externa blanda con ángulo de 90° para una fijación segura y discreta.
- **danuClip** - pinza para tubo, evita el reflujo de la nutrición / contenido estomacal*.

*Disponible como producto separado, consulte REF en la contraportada.

COMODIDAD

- Excelente comodidad para el paciente gracias a la silicona suave y flexible
- Anillo giratorio ENSwivel® en todos los conectores ENFit
- danuPlate 90° - diseño estructurado que permite la circulación del aire en la zona del estoma
- danuClip - práctico, sencillo y rápido de usar*
- Amplia selección de tamaños de Fr 12 a Fr 24 para un ajuste individual y perfecto
- Válvula de llenado de balón con conector Luer, con código de colores según el tamaño Fr
- Marcado de la longitud en cm a lo largo del tubo
- Indicación del volumen del balón en el vástago
- Accesorios prácticos con cada GastroTube: Un paquete de lubricante para facilitar la inserción y una jeringa danumed® de 10 ml para inflar el globo de retención



SEGURIDAD

- Sonda de alimentación gástrica de repuesto fabricada con **silicona médica de alta calidad**
- Sin látex, PVC, DEHP ni BPA
- Punta plana y redondeada para reducir el riesgo de traumatismo
- Balón de retención interior con gran estabilidad del balón para un uso prolongado, una fijación segura y para evitar fugas
- Conectores ENFit® conforme a la norma EN ISO 80369-3 para evitar errores de conexión de los tubos con otros sistemas
- Disponible con conectores ENFit® e Y-ENFit®
- Banda radiopaca a lo largo del eje

Fácil manejo y fijación segura y discreta de la GastroTube con la danuPlate de 90°:



danumed® GastroTube con ENFit® e Y-ENFit®

Suministrado en un set con lubricante y danumed® jeringa para balón de 10 ml.



REF	Descripción del producto	Tamaño en Fr	Piezas/Unidad de venta	Sin látex	Sin PVC	Sin DEHP	Sin BPA
DA 1044 0112	danumed® GastroTube con ENFit® y ENSwivel®	12	1 pieza	•	•	•	•
DA 1044 0114	danumed® GastroTube con ENFit® y ENSwivel®	14	1 pieza	•	•	•	•
DA 1044 0116	danumed® GastroTube con ENFit® y ENSwivel®	16	1 pieza	•	•	•	•
DA 1044 0118	danumed® GastroTube con ENFit® y ENSwivel®	18	1 pieza	•	•	•	•
DA 1044 0120	danumed® GastroTube con ENFit® y ENSwivel®	20	1 pieza	•	•	•	•
DA 1044 0122	danumed® GastroTube con ENFit® y ENSwivel®	22	1 pieza	•	•	•	•
DA 1044 0124	danumed® GastroTube con ENFit® y ENSwivel®	24	1 pieza	•	•	•	•
DA 1044 0212	danumed® GastroTube con Y-ENFit® y ENSwivel®	12	1 pieza	•	•	•	•
DA 1044 0214	danumed® GastroTube con Y-ENFit® y ENSwivel®	14	1 pieza	•	•	•	•
DA 1044 0216	danumed® GastroTube con Y-ENFit® y ENSwivel®	16	1 pieza	•	•	•	•
DA 1044 0218	danumed® GastroTube con Y-ENFit® y ENSwivel®	18	1 pieza	•	•	•	•
DA 1044 0220	danumed® GastroTube con Y-ENFit® y ENSwivel®	20	1 pieza	•	•	•	•
DA 1044 0222	danumed® GastroTube con Y-ENFit® y ENSwivel®	22	1 pieza	•	•	•	•
DA 1044 0224	danumed® GastroTube con Y-ENFit® y ENSwivel®	24	1 pieza	•	•	•	•
DA 1044 0700	danuClip Abrazadera de tubo	--	15 piezas	•	•	•	•

Cada GastroTube danumed® se entrega de forma estéril e individual en una bolsa estéril tipo "peel pouch". Además, cada caja individual incluye lubricante y una jeringa danumed® con globo estéril de 10 ml. Se presentan 10 cajas por cartón de envío.

Productos relacionados con danumed® GastroTubes:



danumed®
Jeringas enterales,
de un solo uso y
de un solo uso por paciente



danumed® Gravity Spike,
Gravity Universal y
Gravity FeedBag

Sets de
alimentación por
gravedad

danumed Medizintechnik GmbH – las soluciones individuales son nuestra norma.

Somos una innovadora empresa alemana de tecnología médica con los más altos estándares de calidad, muchos años de experiencia en nutrición enteral y una clara orientación al cliente. También satisfacemos las peticiones individuales de los clientes con flexibilidad y fiabilidad. Personal, competente, colaborador.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Alemania
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81
info@danumed.com • www.danumed.com

