



# danumed® Gravity FeedBag

danumed® Gravity FeedBag - Bolsa enteral de 1500 ml con sistema de tubos firmemente conectado

Para la administración de nutrición enteral, líquidos y medicamentos

## COMODIDAD

- **Bolsa de gran volumen** de 1500 ml
- Con gran abertura superior para un **llenado conveniente** de la bolsa
- **Lumen del tubo grande** para un buen caudal
- **Llave de paso de tres vías** para una administración fácil y cómoda de la medicación
- **Cámara de goteo** transparente
- **Pinza de rodillo** para el ajuste del caudal
- **Material de bolsa inscribible** para una identificación clara del paciente
- **Escalado** en pasos de 100 ml

## SEGURIDAD

- **Material de alta calidad** sin látex, DEHP ni BPA
- Conectores **ENFit®** conformes con la norma DIN EN ISO 80369-3, para reducir el riesgo de conexiones erróneas de los tubos con otros sistemas
- **Tapas protectoras** en los conectores ENFit®



REF	Descripción del producto	Piezas/ unidad de venta
DA 1051 0210	danumed® GravityFeedBag	30 piezas

Cada bolsa de alimentación por gravedad danumed® está empaquetada de forma individual y estéril. 30 piezas en una caja de envío.

Las danumed® Gravity FeedBags son  
• Sin látex • Sin DEHP • Sin BPA