




danumed® Gravity Spike y Gravity Universal

Juegos de alimentación por gravedad para la administración de nutrición enteral

Dos versiones para posibilidades de conexión flexibles a bolsas vacías, bolsas de alimentación prellenadas, tapones corona y botellas de cuello ancho:

- danumed® Gravity Spike con pico ENPlus
- danumed® Gravity Universal con pico ENPlus y adaptador universal adicional

La duración de uso del danumed® juego de alimentación por gravedad es de hasta 24 horas.



COMODIDAD

- **Flexibilidad** gracias a la posibilidad de conectarse a diferentes contenedores de alimentos
- Lumen del **tubo grande** para un buen caudal
- **Llave de paso de tres vías** para una administración fácil y cómoda de la medicación
- **Cámara de goteo** transparente
- **Pinza de rodillo** para el ajuste del caudal

SEGURIDAD

- Conectores **ENFit®** conformes con la norma DIN EN ISO 80369-3, para reducir el riesgo de conexiones erróneas de los tubos con otros sistemas
- **Tapas protectoras** en el pico ENPlus y en todos los conectores ENFit®
- Todos los danumed® juegos de alimentación por gravedad x están **libres de látex, DEHP y BPA**

danumed® Gravity Spike

Con **pico ENPlus** para conexión a bolsas de alimentación precargadas y a las danumed® bolsas de alimentación.

REF	Descripción del producto	Piezas/ unidad de venta
DA 1051 0010	danumed® Gravity Spike	30 piezas

El danumed® Gravity Spike está empaquetado de forma individual y estéril. 30 piezas en una caja de envío



Todos los danumed® juegos de alimentación por gravedad son

• Sin látex • Sin DEHP • Sin BPA

danumed® Gravity Universal

Con **pico ENPlus** para conexión a las danumed® FeedBag o bolsas de alimentación precargadas, y con **adaptador universal** adicional con válvula de ventilación para conexión a tapones de corona y botellas de boca ancha.

REF	Descripción del producto	Piezas/ unidad de venta
DA 1051 0110	danumed® Gravity Universal	30 piezas

El danumed® Gravity Universal está empaquetado de forma individual y estéril. 30 piezas en una caja de envío.



El danumed® adaptador universal con válvula de ventilación también está disponible por separado:

REF	Descripción del producto	Piezas/ unidad de venta
DA 1051 8003	danumed® adaptador universal	30 piezas

Productos relacionados con el danumed® pico de gravedad/universal:



danumed® FeedBag



danumed® adaptador universal



danumed® Tubo Gastrico



danumed Medizintechnik GmbH – las soluciones individuales son nuestra norma.

Somos una innovadora empresa alemana de tecnología médica con los más altos estándares de calidad, muchos años de experiencia en nutrición enteral y una clara orientación al cliente. También satisfacemos las peticiones individuales de los clientes con flexibilidad y fiabilidad. Personal, competente, colaborador.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Alemania
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81
info@danumed.com • www.danumed.com



INNOVATORS IN ENTERAL CARE