



danumed® StomaMeter

Medidor de estoma con globo de retención

El StomaMeter es un instrumento de medición para determinar la longitud del estoma.

La longitud del tracto del estoma se mide de forma sencilla, precisa y fiable para garantizar la selección perfecta del botón de gastrostomía óptimo.



La determinación precisa de la longitud del estoma enteral mejora el ajuste del botón de gastrostomía y por tanto, la seguridad y comodidad del paciente.

COMODIDAD

- El material suave y flexible proporciona comodidad al paciente
- La placa de retención plana simplifica la lectura de las medidas
- Impresión del volumen del globo en la sonda
- Prácticos accesorios en cada envase un paquete de lubricante para facilitar la inserción y una jeringa danumed® de 10 ml para inflar el globo de retención.
- Disponible en tamaño de 12 FR, adecuado para cada estoma



SEGURIDAD

- Fabricado con **silicona de grado médico** de alta calidad
- Sin látex, Sin PVC, Sin DEHP, Sin BPA
- Punta plana y redondeada para evitar traumatismos
- Franja radiopaca a lo largo del eje
- Escala precisa, legible y resistente a la limpieza

danumed® StomaMeter

REF	Tamaño FR	Unidad/ caja
DA 1045 0112	12	1 unidad

El dispositivo de medición de estoma danumed® StomaMeter se envasa individualmente de forma estéril. El StomaMeter se entrega en una bolsa estéril y, además, con lubricante y una jeringa estéril con danumed® balón de 10 ml en cada caja individual. 10 cajas en una caja de envío.

El danumed® StomaMeter es
• Sin látex • Sin PVC • Sin DEHP • Sin BPA

**danumed Medizintechnik GmbH –
Las soluciones individuales son nuestra norma.**

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Alemania
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • info@danumed.com • www.danumed.com