




FreeArm®



**FreeArm te echa una mano
para una alimentación por
sonda segura y cómoda**



Flexible ✓

Portátil ✓

Inteligente ✓

Compacto ✓

Fuerte ✓

Multifuncional ✓

Más movilidad en la vida diaria con una sonda de alimentación -

gracias al **FreeArm!**



FreeArm es una solución inteligente y práctica para una alimentación por sonda más **segura y fácil** - tanto en el hospital como en casa y durante los desplazamientos

Especialmente para los padres y cuidadores de niños que dependen de la alimentación por sonda, el cuidado diario a menudo implica gestionar **muchas tareas al mismo tiempo**.

Aquí es donde FreeArm proporciona apoyo: sujeta de forma **fiable y segura** jeringas, bolsas de alimentación o sistemas de bombeo, ofreciendo una **valiosa "tercera mano"**.



El brazo de sujeción, resistente y flexible, **alivia significativamente la carga diaria de los cuidadores y familiares**. Como resultado, queda más tiempo y espacio para la atención personal, el cuidado afectuoso y la movilidad, lo que **conduce a una mejor calidad de vida y a una reducción del estrés**.

FreeArm devuelve la libertad y la flexibilidad - haciendo que cada día con la alimentación por sonda sea más fácil y más cercano a la normalidad.



Resumen de beneficios:

- **Posicionamiento flexible:**

El brazo de 50 cm se ajusta fácilmente – para ofrecer la máxima comodidad y una sujeción segura.

- **Comodidad sin usar las manos:**

mantiene las manos libres para otras tareas de cuidado y una atención más personalizada.

- **Uso versátil:**

Se acopla fácilmente a sillas de ruedas, cunas, mesas o incubadoras, donde sea necesario.

- **Amplia compatibilidad:**

Se adapta a jeringas enterales de hasta 100 ml, bolsas de alimentación de hasta 1200 ml y bombas de alimentación de hasta 1 kg.

- **Fácil instalación:**

Las ingeniosas abrazaderas y los prácticos soportes permiten instalarlo y fijarlo de forma rápida y sencilla.

- **Compacto y portátil:**

Se pliega para ahorrar espacio, cabe en cualquier bolso y está listo para usar en cualquier lugar.



REF	Cantidad	Descripción del producto
FA001001B	1	FreeArm - Azul
FA001001G	1	FreeArm - Verde
FA001001P	1	FreeArm - Rosa
FA001001W	1	FreeArm - Blanco
FAMPEG001B	1	FreeArm con clavija para GE Giraffe OmniBed - Azul
FAMPEG001G	1	FreeArm con clavija para GE Giraffe OmniBed - Verde
FAMPEG001P	1	FreeArm con clavija para GE Giraffe OmniBed - Rosa
FAMPEG001W	1	FreeArm con clavija para GE Giraffe OmniBed - Blanco
FAMPEG002B	1	FreeArm con clavija para Draeger BabyLeo TN500 - Azul
FAMPEG002G	1	FreeArm con clavija para Draeger BabyLeo TN500 - Verde
FAMPEG002P	1	FreeArm con clavija para Draeger BabyLeo TN500 - Rosa
FAMPEG002W	1	FreeArm con clavija para Draeger BabyLeo TN500 - Blanco
CLIP001001	25	FreeArm Clips (clips de repuesto para sustitución)

Cada FreeArm viene empaquetado individualmente. Los clips FreeArm vienen en paquetes de 25 unidades.



danumed Medizintechnik GmbH

Las soluciones individuales son nuestra norma.

Somos una innovadora empresa de tecnología médica familiar de Alemania que aplica unos estándares de calidad sumamente elevados y que cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de la nutrición enteral. Nuestra razón de ser es el paciente.

Satisfacemos las necesidades de cada cliente individual de forma flexible y fiable. Personal, competente, cooperación.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Alemania

Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • www.danumed.com

Más información en: <https://www.danumed.com/es/products/freearm/>