



# danuButton®

## Compact XS / Premium Set


*Der danuButton® ist ein gastrales Austauschsystem zum Einsatz bei vollständig abgeheiltem Stoma. Die Niedrigprofilsonde ist unter der Kleidung unauffällig und besonders für aktive, mobile Patienten hervorragend geeignet.*

*Das umfangreiche Zubehör des danuButton® Premium Sets ermöglicht Ihnen einen einfachen und komfortablen Austausch der Gastrostomiesonde, zusätzliche Komponenten sind nicht mehr erforderlich. Der danuButton® Compact XS bietet eine optimierte Auswahl an essentiellen Zubehör und ist in der häuslichen Pflege gut etabliert.*

*Die Entscheidung für den danuButton® ist gleichzeitig die Entscheidung für mehr Lebensqualität durch ein innovatives, hochwertiges Produkt.*

### KOMFORT

- **Große Auswahl an Größen und Längen** für die individuelle und perfekte Passung
- **Umfangreiches Zubehör** für bequemen und einfachen Austausch der Gastrostomiesonde – zusätzliche Komponenten nicht notwendig
- **Hoher Tragekomfort** durch weiches, flexibles Silikon
- **Niedrigprofil-Design** für mehr Mobilität und Lebensqualität
- **Einfache Reinigung** und Pflege
- **Geneigtes Ballonventil**



### SICHERHEIT

- Aus **hochwertigem medizinischem Silikon** mit hoher Klarheit
- Alle Sets sind **Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei, BPA-frei**
- **Röntgenkontraststreifen** entlang des kompletten Schafts
- **Apfelförmiger innerer Rückhalteballon mit hoher Ballonstabilität** für lange Liegedauer, sichere Fixierung und gute Abdichtung
- **Abgerundete endständige Öffnung** ermöglicht atraumatisches Einführen
- **Versenkte Spitze** zur Vermeidung von Traumata
- **Sicheres Anti-Refluxventil**

Die in den danumed® Premium-Sets enthaltenen danumed® Verlängerungssets bestehen aus knickfestem, biokompatiblen Polyurethan. Sie sind mit ENFit®-Anschlüssen gemäß DIN EN ISO 80369-3 und dem innovativen drehbaren Anschluss von danumed, dem ENSwivel®, ausgestattet.




## Im danuButton® Premium Set enthalten:

- danuButton® Gastrostomie-Button
- danumed® Verlängerungs-Set für Gastrostomie-Button, 30cm, Bolus-ENFit®, ENSwivel®, gerader Button-Konnektor
- danumed® Verlängerungs-Set für Gastrostomie-Button, 30cm, Y-ENFit®, ENSwivel®, winkliger Button-Konnektor
- danumed® Einführhilfe
- danumed® Ballon-Spritze 10ml
- danumed® Enterale Einwegspritze, 60ml, ENFit®
- optiLube Gleitgel
- 4 Kompressen

Fr-Größe						
	12	14	16	18	20	24
0.8	DA 1041 1208	DA 1041 1408	DA 1041 1608	DA 1041 1808	DA 1041 2008	DA 1041 2408
1.0	DA 1041 1210	DA 1041 1410	DA 1041 1610	DA 1041 1810	DA 1041 2010	DA 1041 2410
1.2	DA 1041 1212	DA 1041 1412	DA 1041 1612	DA 1041 1812	DA 1041 2012	DA 1041 2412
1.5	DA 1041 1215	DA 1041 1415	DA 1041 1615	DA 1041 1815	DA 1041 2015	DA 1041 2415
1.7	DA 1041 1217	DA 1041 1417	DA 1041 1617	DA 1041 1817	DA 1041 2017	DA 1041 2417
2.0	DA 1041 1220	DA 1041 1420	DA 1041 1620	DA 1041 1820	DA 1041 2020	DA 1041 2420
2.3	DA 1041 1223	DA 1041 1423	DA 1041 1623	DA 1041 1823	DA 1041 2023	DA 1041 2423
2.5	DA 1041 1225	DA 1041 1425	DA 1041 1625	DA 1041 1825	DA 1041 2025	DA 1041 2425
2.7	DA 1041 1227	DA 1041 1427	DA 1041 1627	DA 1041 1827	DA 1041 2027	DA 1041 2427
3.0	DA 1041 1230	DA 1041 1430	DA 1041 1630	DA 1041 1830	DA 1041 2030	DA 1041 2430
3.5	DA 1041 1235	DA 1041 1435	DA 1041 1635	DA 1041 1835	DA 1041 2035	DA 1041 2435
4.0	DA 1041 1240	DA 1041 1440	DA 1041 1640	DA 1041 1840	DA 1041 2040	DA 1041 2440
4.5	DA 1041 1245	DA 1041 1445	DA 1041 1645	DA 1041 1845	DA 1041 2045	DA 1041 2445
5.0	DA 1041 1250	DA 1041 1450	DA 1041 1650	DA 1041 1850	DA 1041 2050	DA 1041 2450
5.5		DA 1041 1455				
6.0		DA 1041 1460		DA 1041 1860		
6.5		DA 1041 1465				

Ein Set pro Karton, 5 Kartons im Versandkarton.



## Im danuButton® Compact XS enthalten:

- danuButton® Gastrostomie-Button
- danumed® Einführhilfe
- danumed® Ballon-Spritze 10ml

Fr-Größe						
	12	14	16	18	20	24
0.8	DA 1043 1208	DA 1043 1408	DA 1043 1608	DA 1043 1808	DA 1043 2008	DA 1043 2408
1.0	DA 1043 1210	DA 1043 1410	DA 1043 1610	DA 1043 1810	DA 1043 2010	DA 1043 2410
1.2	DA 1043 1212	DA 1043 1412	DA 1043 1612	DA 1043 1812	DA 1043 2012	DA 1043 2412
1.5	DA 1043 1215	DA 1043 1415	DA 1043 1615	DA 1043 1815	DA 1043 2015	DA 1043 2415
1.7	DA 1043 1217	DA 1043 1417	DA 1043 1617	DA 1043 1817	DA 1043 2017	DA 1043 2417
2.0	DA 1043 1220	DA 1043 1420	DA 1043 1620	DA 1043 1820	DA 1043 2020	DA 1043 2420
2.3	DA 1043 1223	DA 1043 1423	DA 1043 1623	DA 1043 1823	DA 1043 2023	DA 1043 2423
2.5	DA 1043 1225	DA 1043 1425	DA 1043 1625	DA 1043 1825	DA 1043 2025	DA 1043 2425
2.7	DA 1043 1227	DA 1043 1427	DA 1043 1627	DA 1043 1827	DA 1043 2027	DA 1043 2427
3.0	DA 1043 1230	DA 1043 1430	DA 1043 1630	DA 1043 1830	DA 1043 2030	DA 1043 2430
3.5	DA 1043 1235	DA 1043 1435	DA 1043 1635	DA 1043 1835	DA 1043 2035	DA 1043 2435
4.0	DA 1043 1240	DA 1043 1440	DA 1043 1640	DA 1043 1840	DA 1043 2040	DA 1043 2440
4.5	DA 1043 1245	DA 1043 1445	DA 1043 1645	DA 1043 1845	DA 1043 2045	DA 1043 2445
5.0	DA 1043 1250	DA 1043 1450	DA 1043 1650	DA 1043 1850	DA 1043 2050	DA 1043 2450
5.5		DA 1043 1455				
6.0		DA 1043 1460		DA 1043 1860		
6.5		DA 1043 1465				

Ein Set pro Karton, 5 Kartons im Versandkarton.



Alle danuButton® Sets sind:

**Latex-frei • PVC-frei • DEHP-frei • BPA-frei**

